



**ATTENTION:** LA LOI FEDERALE AMERICAINNE N'AUTORISE LA VENTE DE CE DISPOSITIF QUE PAR UN PRATICIEN HABILITE OU SUR ORDONNANCE DE CE DERNIER.


**ATTENTION:** USAGE RESERVE A UN SEUL PATIENT.

**ATTENTION:** EN CAS D'AUGMENTATION DE DOULEUR, D'ENFLURE, D'AUTRES REACTIONS INDESIRABLES LORS DE L'USAGE DE CE PRODUIT, CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE PRATICIEN.

**AVERTISSEMENT:** VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET LES MISES EN GARDE AVANT USAGE.

**AVERTISSEMENT:** CE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINE A PREVENIR OU A REDUIRE TOUTES LES LESIONS. UNE REEDUCATION APPROPRIEE ET UN CHANGEMENT D'ACTIVITE FONT EGALEMENT PARTIE DES ELEMENTS ESSENTIELS A UN PROGRAMME DE TRAITEMENT REUSSI.

## LE DISPOSITIF D'IMMOBILISATION DE GENOU A TRIPLE PANNEAU



**1** Placez le dispositif d'immobilisation de genou à triple panneau sous ou derrière la jambe.

**2** Vous pouvez régler latéralement les panneaux amovibles pour obtenir les circonférences de cuisse et de mollet correctes.



**ATENCIÓN:** LA LEY FEDERAL RESTRINGE LA VENTA DE ESTE APARATO A LOS CASOS DE VENTA POR O BAJO LA ORDEN DE UN PROFESIONAL MÉDICO LICENCIADO.


**ATENCIÓN:** SOLAMENTE PARA USO EN UN PACIENTE A LA VEZ.

**ATENCIÓN:** SI EXPERIMENTA AUMENTO DEL DOLOR, HINCHAZÓN O CUALQUIER REACCIÓN ADVERSA AL USAR ESTE PRODUCTO, CONSULTE A SU PROFESIONAL MÉDICO INMEDIATAMENTE.

**ADVERTENCIA:** LEA LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DETENIDAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.


**ADVERTENCIA:** ESTE APARATO NO PREVIENE O REDUCE TODAS LAS LESIONES. LA ADECUADA REHABILITACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SON TAMBIÉN PARTE ESENCIAL DE UN PROGRAMA SEGURO DE TRATAMIENTO.

## INMOVILIZADOR DE RODILLA TRI-PANEL



**1** Coloque el inmovilizador de Rodilla Tri-Panel por debajo o por detrás de la pierna.


**2** Los paneles removibles pueden ser ajustados lateralmente para lograr un tamaño correcto en relación con la circunferencia del muslo y de la pantorrilla.



**3** Une fois que le dispositif d'immobilisation est bien adapté, enveloppez les panneaux autour de la jambe.

**4** Fixez les sangles velcro en commençant par les sangles les plus proches du centre du genou, puis continuez avec les parties supérieure et inférieure du dispositif d'immobilisation.

**5** Le dispositif d'immobilisation de genou à triple panneau correctement appliqué.



**3** Cuando el Inmovilizador haya sido ajustado correctamente, puede envolver los paneles en la pierna.

**4** Asegure las tiras de velcro, empezando con las más cercanas al centro de la rodilla, y hacia fuera hacia las partes superior e inferior del Inmovilizador.

**5** Aplicación correcta del Inmovilizador de Rodilla Tri-Panel.

## The Tri-Panel Knee Immobilizer

DREITEILIGER KNIE-IMMOBILISATOR

IMMOBILIZZATORE TRIFASCIA DEL GINOCCHIO

LE DISPOSITIF D'IMMOBILISATION DE GENOU A TRIPLE PANNEAU

INMOVILIZADOR DE RODILLA TRI-PANEL



**BREG Inc.**  
Vista, CA 92081 U.S.A.  
WWW.BREG.COM

Telephone (800) 321-0607  
(760) 599-3000  
Telefax (760) 598-6193



EC REP

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany

AW 1.07230 REV E

**CAUTION:** FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONER.


**CAUTION:** FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

**CAUTION:** IF YOU EXPERIENCE INCREASED PAIN, SWELLING, OR ANY ADVERSE REACTIONS WHILE USING THIS PRODUCT, IMMEDIATELY CONSULT YOUR MEDICAL PROFESSIONAL.


**WARNING:** CAREFULLY READ USE INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO OPERATION.

**WARNING:** THIS DEVICE WILL NOT PREVENT OR REDUCE ALL INJURIES. PROPER REHABILITATION AND ACTIVITY MODIFICATION ARE ALSO AN ESSENTIAL PART OF A SAFE TREATMENT PROGRAM

## THE TRI-PANEL KNEE IMMOBILIZER



**1** Place the Tri-Panel Knee Immobilizer under or behind the leg.



**2** The removable panels may be adjusted laterally for correct sizing of thigh and calf circumference.

**VORSICHT:** LAUT GESETZ DARF DIESES GERÄT NUR VON EINEM ARZT ODER AUF ANWEISUNG EINES ARZTES VERKAUFT WERDEN.


**VORSICHT:** DARF NUR VON EINEM PATIENTEN VERWENDET WERDEN.

**VORSICHT:** WENN BEI DER VERWENDUNG STARKE SCHMERZEN, SCHWELLUNGEN ODER ANDERE NEBENWIRKUNGEN AUFTRETEN, KONSULTIEREN SIE BITTE SOFORT IHREN ARZT.


**WARNUNG:** LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN SORGFÄLTIG DURCH.

**WARNUNG:** DIESES GERÄT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ENTSPRECHENDE REHABILITATION UND AKTIVITÄTSEINSCHRÄNKUNG SIND EIN WICHTIGER BESTANDTEIL EINER SICHEREN BEHANDLUNG.

## DREITEILIGER KNEE-IMMOBILISATOR



**1** Legen Sie den dreiteiligen Knie-Immobilisator unter oder hinter das Bein.



**2** Die entfernbaren Teile können lateral auf die richtige Größe des Oberschenkels und der Wade eingestellt werden.

**ATTENZIONE:** VENDITA CONSENTITA SOLO SU AUTORIZZAZIONE MEDICA.


**ATTENZIONE:** NON UTILIZZARE SU PIU' DI UN PAZIENTE.

**ATTENZIONE:** SE DURANTE L'USO SI ACCUSA UN AUMENTO DI DOLORE, GONFIORE, O QUALUNQUE ALTRA REAZIONI AVVERSA, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO OPERATORE SANITARIO.


**ATTENZIONE:** LEGGERE ATTENTAMENTE ISTRUZIONI E AVVERTIMENTI PRIMA DELL'USO.

**ATTENZIONE:** NON PREVIENE NÉ RIDUCE OGNI LESIONE. PARTE ESSENZIALE DI UN PROGRAMMA TERAPEUTICO COMPLETO SONO ANCHE UNA RIABILITAZIONE ADEGUATA E LA MODIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.


## IMMOBILIZZATORE A TRE PANNELLI PER IL GINOCCHIO




**1** Posizionare l'Immobilizzatore a Tre Pannelli per il ginocchio sotto o dietro la gamba.




**2** I pannelli rimovibili possono essere regolati lateralmente per correggere la circonferenza secondo la misura della coscia e del polpaccio.




**3** Once the Immobilizer has been correctly fitted the panels can be wrapped around the leg.




**4** Secure the velcro straps starting with the straps closest to the center of the knee and work out to the upper and lower portions of the Immobilizer.




**5** The correctly applied Tri-Panel Knee Immobilizer.




**3** Sobald der Immobilisator richtig angepaßt ist, können die Teile um das Bein gewickelt werden.




**4** Klettverschluß-Gurte, beginnend bei der Kniemitte, nach oben und unten gut verschließen.




**5** Der richtig angelegte dreiteilige Knie-Immobilisator.



**3** Una volta regolato correttamente l'immobilizzatore, i pannelli possono essere avvolti attorno alla gamba.



**4** Allacciare i cinturini di velcro incominciando con quelli più vicini al centro del ginocchio e procedendo verso la parte superiore e inferiore dell'immobilizzatore.



**5** L'Immobilizzatore a Tre Pannelli posizionato correttamente.