

English

5. SET RANGE-OF-MOTION

Depress extension ROM button and slide to desired setting. Depress flexion ROM button and slide to desired setting. Adjust opposite to the same settings of first hinge. NOTE: Settings automatically lock in place. Refer to standard hinge settings instruction sheet enclosed. Caution: The range-of-motion stops on both the medial and lateral hinges must be set the same.

6. LOCK HINGE

Lock hinge at a desired -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, and 40° degrees. Bend leg to desired setting and engage lock on each hinge. This will lock the brace in place independent of ROM settings. Make sure ROM settings do not interfere with desired lock setting.

Italiano

5. IMPOSTAZIONE DELL'ESCURSIONE ARTICOLARE (ROM)

Premere il pulsante di estensione ROM e far scorrere sull'impostazione desiderata. Premere il pulsante di flessione ROM e far scorrere sull'impostazione desiderata. Regolare la parte opposta alle stesse impostazioni della prima cerniera. (NOTA: le impostazioni si bloccano automaticamente in sede. Per le impostazioni standard delle cerniere fare riferimento al foglio di istruzioni allegato.) Attenzione: gli arresti dell'escursione articolare sulle cerniere mediale e laterale devono essere impostati in modo uguale.

6. BLOCCARE LA CERNIERA

Bloccare la cerniera ai gradi desiderati: -10°, 0°, 10°, 20°, 30° e 40°. Per inserire il blocco piegare la gamba all'impostazione desiderata. Questo blocca il treno in sede, indipendentemente dalle impostazioni ROM. Verificare che le impostazioni ROM non interferiscono con l'impostazione desiderata di bloccaggio.

Français

5. RÉGLER LA PLAGE DE MOUVEMENT

Appuyer sur le bouton ROM d'extension et faire glisser jusqu'à réglage voulu. Appuyer sur le bouton ROM de flexion et faire glisser jusqu'à réglage voulu. Ajuster le côté opposé avec les mêmes réglages que la première charnière. (NOTE: les réglages se verrouillent en place automatiquement. Consulter la fiche ci-jointe d'instructions de réglage de charnière.) Mise en garde : les butées de plage de mouvement aux charnières médiales et latérales doivent être réglées identiquement.

6. VERROUILLER LA CHARNIÈRE

Verrouiller la charnière au degré voulu (-10°, 0°, 10°, 20°, 30° ou 40°). Plier la jambe au réglage voulu et verrouiller. Ceci permet de bloquer l'attache indépendamment des réglages ROM. S'assurer que les réglages ROM n'interfèrent pas avec le réglage de blocage.

Svenska

5. ANGE RÖRELSEOMFÅNG

Tryck ner ROM-knappen för extensjon och skjut den till önskad inställning. Tryck ner ROM-knappen för flexion och skjut den till önskad inställning. Ställ in motsatt gångjärn till samma inställningar. OBS: Inställningarna låses automatiskt på plats. Se standardinställningarna för gångjärnen i bifogad bruksanvisning. Varning: Stoppen på de medala och laterala gångjärnen måste vara inställda till samma värde.

6. LÄSNING AV GÅNGJÄRN

Välj mellan följande gradinställning för gångjärnen: -10°, 0°, 10°, 20°, 30° eller 40°. Böj benet till önskad vinkel och aktivera läsen på gångjärnen. Detta låser ortsonen på plats oberoende av ROM-inställningarna. Kontrollera att ROM-inställningarna inte stör den önskade inställningen på läset.

6. BLOQUEE LA BISAGRA

Bloquee la bisagra en los grados deseados: -10, 0, 10, 20, 30 y 40. Doble la pierna hasta la posición deseada y bloquee cada bisagra. Esto bloqueará el dispositivo ortopédico independientemente de los ajustes de ADM. Asegúrese de que los ajustes de ADM no interfieran con el ajuste de bloqueo deseado.

INDICATIONS: Indicated for immediate application following injury or operative procedures to reduce pain and swelling and aid in healing.

CAUTION: Activity modification and proper rehabilitation are an essential part of a safe treatment program. If any additional pain or other symptoms occur while using this device, discontinue use and seek medical attention.

CAUTION: This device is not intended to prevent injury, or reduce or eliminate the risk of re-injury.

CAUTION: The range-of-motion stops on both the

INDICACIONES: indicado para uso inmediatamente después de una lesión o intervención quirúrgica para reducir el dolor y la inflamación, así como ayudar en la curación.

PRECAUCIÓN: la modificación de la actividad y la rehabilitación adecuada son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Si algún dolor adicional u otros síntomas se producen durante el uso de este dispositivo, deje de usarlo y solicite atención médica.

PRECAUCIÓN: este dispositivo no está diseñado para evitar lesiones, o reducir o eliminar el riesgo de una nueva lesión.

PRECAUCIÓN: los topes del rango de movimiento situados en las bisagras medial y lateral deben ajustarse al mismo tiempo.

PRECAUCIÓN: este dispositivo ha sido desarrollado para las indicaciones mencionadas anteriormente, y puede dañarse con la realización de actividades inusuales, tales como deportes, caídas u otros accidentes, o la exposición de las

Deutsch

5. BEWEGUNGSBEREICH EINSTELLEN

Drücken Sie die ROM-Taste [Bewegungsbereich = Range of Motion (ROM)] der Extension und schieben Sie sie auf die gewünschte Position. Drücken Sie die ROM-Taste für die Flexion und schieben Sie sie auf die gewünschte Position. Ändern Sie die gegenüberliegende Seite auf die Einstellung, die für das erste Gelenk eingestellt wurde. (HINWEIS: Einstellungen werden automatisch gespeichert. Geläufige Gelenkeinstellungen finden sich im beigelegten Anweisungsblatt.)

VORSICHT: Die ROM-Haltepunkte an den medialen und lateralen Gelenken müssen gleich sein.

6. GELENK VERRIGELN NACH

Wunsch bei -10°, 0°, 10°, 20°, 30° oder 40° Grad. Beugen Sie das Knie auf die gewünschte Position und arretieren Sie den Verschluss. Dadurch wird die Schiene unabhängig von der ROM-Einstellung auf der Position arretiert. Stellen Sie sicher, dass die ROM-Einstellungen sich nicht mit der gewünschten Arretiereinstellung überschneiden.

日本語

5. 関節可動幅の設定

伸張 ROM ボタンを押して、所定の設定にします。屈曲 ROM ボタンを押しスライドして所定の設定にします。反対側も最初のヒンジと同じ設定にします。注：設定は自動的にロックされます。標準的なヒンジ設定は説明書を参照してください。注意：内外側ヒンジの関節可動幅ストップは、同じ設定にしてください。

6. ヒンジの固定

-10°、0°、10°、20°、30°、40°でヒンジを固定します。所定の角度に脚を曲げ、ヒンジ全部を固定します。ROM 設定に関係ない位置でブレースを固定できます。ROM の設定が、固定する位置に干渉しないことを確認してください。

Achtung: Die Anhaltepunkte des

ISTRUZIONI: Indicato per l'applicazione immediata a seguito di infortunio o di operazione chirurgica per ridurre il dolore e il gonfiore e per migliorare la guarigione.

ATTENZIONE: Per un trattamento sicuro sono fondamentali un cambio delle attività e una riabilitazione adeguata. Nel caso si verifichino altri sintomi o ulteriori dolori durante l'utilizzo di questo dispositivo, interrompere l'uso e rivolgersi al medico.

ATTENZIONE: Questo dispositivo non è destinato a prevenire lesioni, o a ridurre o eliminare il rischio che si ripetano lesioni.

ATTENZIONE: Gli arresti dell'escursione articolare

INDICATIES: voor onmiddellijke toepassing na letsel of operatieve procedures, om pijn en zwelling te verminderen en het geneesproces te ondersteunen.

VOORZICHTIG: Dit apparaat is ontwikkeld voor de hierboven genoemde indicaties en kan beschadigd worden door buitengewone activiteiten of gebeurtenissen zoals sporten, vallen of andere ongelukken of blootstelling van de scharnieren aan vuil of vloeistoffen. Mocht een dergelijk incident zich voordoen, stop dan onmiddellijk met gebruik, om de patiënt tegen het risico op verdere ongevallen en mogelijk letsel te beschermen.

LET OP: dit apparaat niet op een warme dag in een auto achterlaten, of ergens anders waar de temperatuur gedurende langere tijd kan oplopen tot boven de 65°C.

LET OP: de remmen voor de bewegingsruimte moet hetzelfde worden ingesteld op zowel de mediale als de laterale scharnieren.

bisagras a residuos o líquidos. Para evitar el riesgo de accidentes y posibles lesiones del paciente, deje de utilizarlo si se ha producido un incidente de este tipo.

PRECAUCIÓN: no deje este dispositivo en un automóvil en un día caluroso, o en cualquier otro lugar donde la temperatura pueda exceder los 150F (65 C.) durante un periodo prolongado de tiempo.

arrête les charnières médiales et latérales et elles doivent alors être réglées de la même façon.

ATTENTION: Cet appareil a été développé pour les indications mentionnées ci-dessus, et peut être endommagé par des activités inhabituelles telles que les sports, les chutes ou d'autres accidents, ou l'exposition des charnières à des débris ou des liquides. Pour éviter le risque d'accident et de blessure au patient, cessez l'utilisation si un tel incident a eu lieu.

ATTENTION: Ce dispositif ne vise pas à prévenir les blessures, ou à réduire ou éliminer le risque de nouvelles blessures.

ATTENTION: L'amplitude des mouvements

Indikationen: Angezeigt zur sofortigen Anwendung nach Verletzungen oder operativen Eingriffen, um Schmerzen und Schwelungen zu lindern und bei der Heilung zu helfen.

ACHTUNG: Das Gerät wurde für die oben aufgeführten Bestimmungen entwickelt und kann durch unsachgemäße Aktivitäten beschädigt werden, wie Sport, Stürze und andere Unfälle, oder wenn die Scharniere Schmutz oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Um das Risiko von Unfällen und Verletzungen des Patienten zu vermeiden, führen Sie die Nutzung nicht fort, wenn ein solcher Zwischenfall aufgetreten ist.

ACHTUNG: Dieses Gerät dient nicht der Vermeidung von Verletzungen, oder Reduzierung oder Beseitigung des Risikos von erneuten Verletzungen.

Achtung: Die Anhaltepunkte des

sulle cerniere mediale e laterale devono essere impostati in modo uguale.

ATTENZIONE: Questo dispositivo è stato sviluppato per essere utilizzato secondo le istruzioni sopra elencate e può essere danneggiato se vengono svolte attività inconsuete come sport, cadute o altri incidenti, o se le cerniere vengono esposte a detriti o liquidi. Per evitare il rischio di incidenti e possibili lesioni per il paziente, interrompere l'uso se si è verificato un incidente.

ATTENZIONE: Non lasciare il dispositivo in macchina nelle giornate calde, o in qualsiasi altro luogo dove la temperatura può superare i 65°C (150°F), per un periodo di tempo prolungato.

ATTENZIONE: Gli arresti dell'escursione articolare

VOORZICHTIG: Dit apparaat is ontwikkeld voor de hierboven genoemde indicaties en kan beschadigd worden door buitengewone activiteiten of gebeurtenissen zoals sporten, vallen of andere ongelukken of blootstelling van de scharnieren aan vuil of vloeistoffen. Mocht een dergelijk incident zich voordoen, stop dan onmiddellijk met gebruik, om de patiënt tegen het risico op verdere ongevallen en mogelijk letsel te beschermen.

LET OP: dit apparaat niet op een warme dag in een auto achterlaten, of ergens anders waar de temperatuur gedurende langere tijd kan oplopen tot boven de 65°C.

LET OP: de remmen voor de bewegingsruimte moet hetzelfde worden ingesteld op zowel de mediale als de laterale scharnieren.

INDIKATIONER: Avsedd för omedelbar lindring efter skada eller operation för att minska smärta och svullnad samt för att främja läkandet.

WARNING: En onpassad aktivitetsnivå och korrekt rehabilitering är en viktig del av ett säkert behandlingsprogram. Om ytterligare smärta eller andra symptom uppstår vid användning av den här ortosens bör du kontakta läkaren.

WARNING: Den här produkten är inte avsedd att förhindra skador eller minska eller eliminera risken för att slå upp en gammal skada.

ATTENTION: Ne laissez pas cet appareil dans une voiture par une chaude journée, ou dans tout autre endroit où la température peut dépasser 150F (65 °C) pendant une période de temps prolongée.

ATTENTION: L'amplitude des mouvements

Indikationen: Angezeigt zur sofortigen Anwendung nach Verletzungen oder operativen Eingriffen, um Schmerzen und Schwelungen zu lindern und bei der Heilung zu helfen.

ACHTUNG: Das Gerät wurde für die oben aufgeführten Bestimmungen entwickelt und kann durch unsachgemäße Aktivitäten beschädigt werden, wie Sport, Stürze und andere Unfälle, oder wenn die Scharniere Schmutz oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Um das Risiko von Unfällen und Verletzungen des Patienten zu vermeiden, führen Sie die Nutzung nicht fort, wenn ein solcher Zwischenfall aufgetreten ist.

ACHTUNG: Dieses Gerät dient nicht der Vermeidung von Verletzungen, oder Reduzierung oder Beseitigung des Risikos von erneuten Verletzungen.

Achtung: Die Anhaltepunkte des

sulle cerniere mediale e laterale devono essere impostati in modo uguale.

ATTENZIONE: Questo dispositivo è stato sviluppato per essere utilizzato secondo le istruzioni sopra elencate e può essere danneggiato se vengono svolte attività inconsuete come sport, cadute o altri incidenti, o se le cerniere vengono esposte a detriti o liquidi. Per evitare il rischio di incidenti e possibili lesioni per il paziente, interrompere l'uso se si è verificato un incidente.

ATTENZIONE: Non lasciare il dispositivo in macchina nelle giornate calde, o in qualsiasi altro luogo dove la temperatura può superare i 65°C (150°F), per un periodo di tempo prolungato.

ATTENZIONE: Gli arresti dell'escursione articolare

VOORZICHTIG: Dit apparaat is ontwikkeld voor de hierboven genoemde indicaties en kan beschadigd worden door buitengewone activiteiten of gebeurtenissen zoals sporten, vallen of andere ongelukken of blootstelling van de scharnieren aan vuil of vloeistoffen. Mocht een dergelijk incident zich voordoen, stop dan onmiddellijk met gebruik, om de patiënt tegen het risico op verdere ongevallen en mogelijk letsel te beschermen.

LET OP: dit apparaat niet op een warme dag in een auto achterlaten, of ergens anders waar de temperatuur gedurende langere tijd kan oplopen tot boven de 65°C.

LET OP: de remmen voor de bewegingsruimte moet hetzelfde worden ingesteld op zowel de mediale als de laterale scharnieren.

INDIKATIONER: Avsedd för omedelbar lindring efter skada eller operation för att minska smärta och svullnad samt för att främja läkandet.


WARNING: Den här produkten har utvecklats för de indikationer som anges ovan, och kan skadas av ovanliga aktiviteter såsom sport, fall eller andra symptom uppstår vid användning av den här ortosens bär den genast sluta använda den och kontakta läkare.

WARNING: Den här produkten är inte avsedd att förhindra skador eller minska eller eliminera risken för att slå upp en gammal skada.

ATTENTION: Ne laissez pas cet appareil dans une voiture par une chaude journée, ou dans tout autre endroit où la température peut dépasser 150F (65 °C) pendant une période de temps prolongée.

ATTENTION: L'amplitude des mouvements

Indikationen: Angezeigt zur sofortigen Anwendung nach Verletzungen oder operativen Eingriffen, um Schmerzen und Schwelungen zu lindern und bei der Heilung zu helfen



English

1. RELEASE ALL FOUR BUCKLES

Pinch the two buttons on the buckle to release it. Place the brace beside the leg aligning the hinge with the joint line.

2. SET TIBIAL AND THIGH LENGTH

Slide the locking tab down to free the adjustment button. Slide extension arms to desired length and slide locking tab back in place to lock extension arm.

3. APPLY BRACE

(A) G3 FULL FOAM: Remove hinge arm that doesn't have buckle bases and let it hang free from other hinge arm side. With the leg extended slide the brace underneath the leg with closure at the front. Open both cuffs, wrap cuffs around leg, trim cuffs to desired length, and close cuffs with hook attachment. Make sure the center of the hinge is aligned with the center of the knee. Align the arms of the brace along the midline of the leg. The hinges should be even and parallel with the knee joint. Attach 1" gastroc strap. Wrap around and pull through D-ring then attach to double sided hook and trim off excess strap. Then reattach opposite hinge with center of hinge over center of knee joint.

(B) G3: With the leg extended, slide the brace underneath the leg with closure at the front. Make sure the center of the hinge is aligned with the center of the knee. Align the arms of the brace along the midline of the leg. The hinges should be even and parallel with the knee joint. Attach 1" gastroc strap. Wrap around and pull through D-ring then attach to double sided hook and trim off excess strap.

4. SECURE STRAPS

On arm opposite the over-center buckle, pull anterior strap away from leg disengaging hook allowing strap movement. Reattach over center buckles and remove small piece of hook from strap end. Pull strap to desired tension. Reattach hook end to secure strap and trim off excess length. Repeat process for remaining straps.

Continued on reverse side

4. FIJE LAS CORREAS

En el extremo contrario de la hebilla del centro, tire de la correa anterior de la pierna de forma que desabrace el velcro y la correa tenga movimiento. Vuelva a abrochar las hebillas del centro y quite la pequeña pieza de velcro del extremo de la correa. Tire de la correa hasta alcanzar la tensión deseada. Vuelva a abrochar el extremo de velcro para fijar la correa y corte la longitud sobrante. Repita el proceso con las correas restantes.

Continúa en el reverso.

Español

1. SUELTE LAS CUATRO HEBILLAS CENTRALES

Apriete los dos botones de la hebilla para soltarla. Coloque el dispositivo ortopédico junto a la pierna y alinee la bisagra con la línea de la articulación.

2. AJUSTE LA LONGITUD TIBIAL Y DEL MUSLO

Deslice la lengüeta de fijación hacia abajo para liberar el botón de ajuste. Deslice los brazos de extensión hasta la longitud deseada y deslice la pestana de bloqueo hasta su lugar para bloquear el brazo de extensión.

3. APLIQUE EL DISPOSITIVO A LA PIERNA

(A) G3 COMPLETAMENTE DE ESPUMA: quite el extremo de la bisagra que no tiene bases de hebilla y déjelo colgar libremente desde el otro lado del brazo de la bisagra. Con la pierna extendida deslice el dispositivo ortopédico por debajo de la pierna con cierre en la parte delantera. Abra los dos manguitos, enróllelos alrededor de las piernas, ajústelos a la longitud deseada y cierre los manguitos con el enganche de velcro. Asegúrese de que el centro de la bisagra esté alineado con el centro de la rodilla. Alinee los extremos del dispositivo ortopédico a lo largo de la línea media de la pierna. Las bisagras deben ser uniformes y paralelas a la articulación de la rodilla. Fije 1" correa gastroc. Wrap around and pull through D-ring then attach to double sided hook and trim off excess strap. Then reattach opposite hinge with center of hinge over center of knee joint.

(B) G3: With the leg extended, slide the brace underneath the leg with closure at the front.

Make sure the center of the hinge is aligned with the center of the knee. Align the arms of the brace along the midline of the leg. The hinges should be even and parallel with the knee joint.

Attach 1" gastroc strap. Wrap around and pull through D-ring then attach to double sided hook and trim off excess strap.

On arm opposite the over-center buckle, pull anterior strap away from leg disengaging hook allowing strap movement. Reattach over center buckles and remove small piece of hook from strap end. Pull strap to desired tension. Reattach hook end to secure strap and trim off excess length. Repeat process for remaining straps.

Continued on reverse side

Français

1. RELÂCHER LES 4 PAR DESSUS LES BOUCLES CENTRALES

Pincer les deux boutons sur la boucle pour la relâcher. Placer l'attache à côté de la jambe et alinier la bisagra avec la ligne d'articulation.

2. RÉGLER LA LONGUEUR DU TIBIA ET DE LA CUISSE

Faire glisser l'onglet de verrouillage vers le bas pour libérer le bouton d'ajustement. Faire glisser les bras d'extension jusqu'à la longueur voulue et faire revenir l'onglet de verrouillage à sa place pour bloquer le bras d'extension.

3. PLACER L'ORTHÈSE SUR LA JAMBE

(A) G3 MANCHETTE INTÉGRALE: Enlever bras de charnière qui n'a pas les bases de la boucle et laissez-le prendre sans autre côté du bras de charnière. Avec la jambe étendue faites glisser l'attache-dessous la jambe avec fermeture à l'avant. Ouvrez les deux poignets, poignets s'enroulent autour des jambes, poignets finition à la longueur désirée, et à proximité Poignets avec attache du crochet. Faire que le centre de la charnière est aligné avec le centre du genou. Aligner les bras de l'entretoise le long de la ligne médiane de la jambe. Les charnières doivent être encore et parallèle avec le genou conjointe. Joindre une "sangle Gastroc". Enrouler et tirer à travers l'anneau en D puis fixez à doubler Crochet face et couper le surplus de sangle. Puis remettez opposé au exceso de correa. Después, vuelva a colocar la bisagra opuesta con el centro de la bisagra sobre el centro de la articulación de la rodilla.

(B) G3: Con la pierna extendida, deslice el dispositivo ortopédico por debajo de la pierna con cierre en la parte delantera. Asegúrese de que el centro de la bisagra esté alineado con el centro de la rodilla. Alinee los extremos del dispositivo ortopédico a lo largo de la línea media de la pierna. Las bisagras deben ser uniformes y paralelas a la articulación de la rodilla. Fije 1" correa gastroc ". Enrolle alrededor y pásela a través del anillo en D, a continuación, fije el velcro de doble cara y corte el exceso de correa. Despues, vuelva a colocar la bisagra opuesta con el centro de la bisagra sobre el centro de la articulación de la rodilla.

4. FIXER LES SANGLES

Réglage de la sangle antérieure : réattacher la sangle par-dessus les boucles centrales et retirer le petit morceau du crochet de l'extrémité de la sangle. Tirer la sangle à la tension souhaitée. Réattacher l'extrémité du crochet pour fixer la sangle et couper le surplus de sangle. Répéter le processus pour les sangles suivantes.

Suite au verso.

Deutsch

1. LÖSEN SIE ALLE VIER LENKGURTE CENTRALI

Drücken Sie die beiden Tasten auf den Gurten, um sie zu lösen. Platzieren Sie die Schiene neben das Bein und richten Sie das Gelenk an der Kniegelenkklinie aus.

2. LEGEN SIE DIE LÄNGE AN SCHIENBEIN UND OBERSCHENKEL FEST

Schieben Sie die Feststellschlaufe nach unten, um die Anpassungsfaste zu öffnen. Schieben Sie die Verlängerungsarme auf die gewünschte Länge und schieben Sie die Feststellschlaufe zurück auf ihre Position, um die Verlängerungsarme zu arretieren.

3. ORTHÈSE AM BEIN ANBRINGEN

(A) G3 VOLLE MANSCHETTE: Entfernen Scharnierarm, der nicht über Schnalle Basen und lassen Sie sie frei hängen von anderen Scharnierarm Seite. Mit gestrecktem Bein schieben Sie die Klammer unter dem Bein mit Verschluss an der Vorderseite. Con la gamba estesa far scorrere il treno sotto la gamba con chiusura nella parte anteriore. Aprire entrambe le cuffie, polsini avvolgere intorno alla gamba, polsini assetto alla lunghezza desiderata, e vicino polsini con attacco gancio. Assicurarsi che il centro della cerniera è allineato con il centro del ginocchio. Allineare le braccia di rinforzo lungo la linea media della gamba. Le cerniere devono essere ancora e parallelo al ginocchio comune. Allegato 1 strap gastrocnemio. Avvolgere intorno e tirare attraverso D-ring quindi allegare al doppio gancio lati e tagliare cinturino in eccesso. Quindi ricollegare opposto alle cerniere con il centro di cerniera sopra centro del ginocchio.

(B) G3: Con la pierna estendida, far scorrere il treno sotto la gamba con chiusura nella parte anteriore. Zorg ervoor dat het midden van het scharnier met het midden van de knie is opgelijnd. Breng de armen van het harness in lijn met de middellijn van het been. De scharnieren moeten eveneens in evenwicht zijn met het kniegewicht. Bevestig 2,5 centimeter gastroband. Wikkel de band om het been, haal door de D-ring en maak vast aan dubbelzijdige haak. Knip het overtollige band eraf. Maak vervolgens de tegenover gelegen scharnier weer vast, waarbij het midden van de scharnier opgelijnd is met het midden van het kniegewicht.

4. APPLICAZIONE DEL TUTORE ALLA GAMBA

(A) G3 MANICOTTO INTERO: Rimuovere braccio della cerniera che non hanno basi fibbia e lasciarlo libero da parte del braccio della cerniera. Con la gamba estesa far scorrere il treno sotto la gamba con chiusura nella parte anteriore. Aprire entrambe le mancette, wikkels ze om het been en kniep op de gewenste lengte. Sluit de manchetten met het kittenband. Zorg ervoor dat het midden van het scharnier met het midden van de knie is opgelijnd. Breng de armen van het harness in lijn met de middellijn van het been. De scharnieren moeten eveneens in evenwicht zijn met het kniegewicht. Bevestig 2,5 centimeter gastroband. Wikkel de band om het been, haal door de D-ring en maak vast aan dubbelzijdige haak. Knip het overtollige band eraf. Maak vervolgens de tegenover gelegen scharnier weer vast, waarbij het midden van de scharnier opgelijnd is met het midden van het kniegewicht.

5. APPLICAZIONE DEL TUTORE ALLA GAMBA

Regolazione della cinghia anteriore: fissarla nuovamente sulle fibbie centrali e rimuovere la parte piccola del gancio dal capo della cinghia. Tirare le cinghie fino alla tensione voluta. Fissare nuovamente l'estremità del gancio e spuntare l'eccesso di cinghia. Ripetere il procedimento con le altre cinghie.

Continua sul retro.

Italiano

1. APRIRE TUTTE E 4 LE FIBBIE CENTRALI

Knijp de twee knoppen op de gesp in om hem los te maken. Plaats het harnas naast het been en lijn het scharnier op met het gewicht.

2. IMPOSTARE IL TRATTO TIBIALE E DELLA COSCIA

Far scorrere verso il basso la lingetta di bloccaggio per liberare il pulsante di regolazione. Far scorrere i bracci di prolungamento alla lunghezza voluta e riportare indietro nuovamente la lingetta di bloccaggio per bloccare il braccio di prolungamento.

3. APPLICAZIONE DEL TUTORE ALLA GAMBA

(A) G3: Ta bort gångjärnsarmen som inte har spännesfästen och låt den andra sidan hänga fritt. Med benet helt utsträckt, glid ortosens under benet med stängningen på framsidan. Öppna båda manschetterna, vira dem runt benet, klipp av manschetterna till önskad längd, och stäng dem med hjälp av kroken. Se till mitten av gångjärnet är i linje med mitten av knät. Ortosens armar ska vara i linje med mitten av benet. Gångjärnen ska ligga jämt och parallellt med knäleden. Fäst remmen för den ytterre vadmuskeln. Vira den runt benet och dra den sedan igenom D-ring och fäst den med den dubbelsidiga kroken. Klipp bort överflödig längd på remmen. Fäst sedan det motsatta gångjärnet med mitten rakt över mitten av knät.

(B) G3: Med benet helt utsträckt, glid ortosens under benet med stängningen på framsidan. Se till mitten av gångjärnet är i linje med mitten av knät. Ortosens armar ska vara i linje med mitten av benet. Gångjärnen ska ligga jämt och parallellt med knäleden. Fäst remmen för den ytterre vadmuskeln. Vira den runt benet och dra den sedan igenom D-ring och fäst den med den dubbelsidiga kroken. Klipp bort överflödig längd på remmen. Fäst sedan det motsatta gångjärnet med mitten rakt över mitten av knät.

(B) G3: Schuif het harness onder het been terwijl het been gestrekt is, met sluiting aan de voorzijde. Zorg ervoor dat het midden van het scharnier met het midden van de knie is opgelijnd. Breng de armen van het harness in lijn met de middellijn van het been. De scharnieren moeten eveneens in evenwicht zijn met het kniegewicht. Bevestig 2,5 centimeter gastroband. Wikkel de band om het been, haal door de D-ring en maak vast aan dubbelzijdige haak. Knip het overtollige band eraf. Maak vervolgens de tegenover gelegen scharnier weer vast, waarbij het midden van de scharnier opgelijnd is met het midden van het kniegewicht.

4. FÄST REMMARNA

På armen mitt emot mittenpännen, dra den främre remmen bort från benet och koppla loss krogen så att remmen kan justeras. Fäst mittenspänna på nytt och ta bort den lilla krogen från remmens ände. Dra åt remmen till önskad spänning. Fäst remmen på nytt med hjälp av krogen, och klipp av remmen till lämplig längd. Upprepa processen för resterande remmar.

Fortsättning på baksidan.

Nederlands

1. MAAK ALLEVIER DE GESPEN LOS

Tryck ner de två knapparna på spännet för att öppna det. Placer ortos bredvid benet och anpassa gångjärnet efter ledren.

2. STEL DE LÄNGE VOOR HET SCHIENBEEN EN DIJBEEN IN

Verschuif het vergrendelingslipje zodat de bijstellingsknoppen kan bewegen. Schuif de verlengingsarmen tot ze de gewenste lengte hebben. Schuif dan het vergrendelingslipje terug op zijn plaats om verlengingsarm te vergrendelen.

3. BRENG BEUGEL

(A) G3: Ta bort gångjärnsarmen som inte har spännesfästen och låt den andra sidan hänga fritt. Med benet helt utsträckt, glid ortos under benet med stängningen på framsidan. Öppna båda manschetterna, vira dem runt benet, klipp av manschetterna till önskad längd, och stäng dem med hjälp av krogen. Se till mitten av gångjärnet är i linje med mitten av knät. Ortosens armar ska vara i linje med mitten av benet. Gångjärnen ska ligga jämt och parallellt med knäleden. Fäst remmen för den ytterre vadmuskeln. Vira den runt benet och dra den sedan igenom D-ring och fäst den med den dubbelsidiga kroken. Klipp bort överflödig längd på remmen. Fäst sedan det motsatta gångjärnet med mitten rakt över mitten av knät.

(B) G3: Med benet helt utsträckt, glid ortos under benet med stängningen på framsidan. Se till mitten av gångjärnet är i linje med mitten av knät. Ortosens armar ska vara i linje med mitten av benet. Gångjärnen ska ligga jämt och parallellt med knäleden. Fäst remmen för den ytterre vadmuskeln. Vira den runt benet och dra den sedan igenom D-ring och fäst den med den dubbelsidiga kroken. Klipp bort överflödig längd på remmen. Fäst sedan det motsatta gångjärnet med mitten rakt över mitten av knät.

(B) G3: Schuif het harness onder het been terwijl het been gestrekt is, met sluiting aan de voorzijde. Zorg ervoor dat het midden van het scharnier met het midden van de knie is opgelijnd. Breng de armen van het harness in lijn met de middellijn van het been. De scharnieren moeten eveneens in evenwicht zijn met het kniegewicht. Bevestig 2,5 centimeter gastroband. Wikkel de band om het been, haal door de D-ring en maak vast aan dubbelzijdige haak. Knip het overtollige band eraf. Maak vervolgens de tegenover gelegen scharnier weer vast, waarbij het midden van de scharnier opgelijnd is met het midden van het kniegewicht.

4. MAAK DE GESPEN VAST

Trek op de arm tegenover de overslaggesp de anterieure band weg van het been, zodat de vergrendeling ontkoppelt en de band kan verschuiven. Bevestig de overslaggesp weer en verwijder het kleine stukje van de haak van de uiteinde van de band. Trek de band aan tot de gewenste spanning is bereikt. Bevestig uiteinde van de haak om de band vast te zetten. Knip de overtollige lengte eraf. Herhaal de procedure voor de overige banden.

Vervolg op achterzijde

Svenska

1. KNÄPP UPP ALLA FYRA SPÄNNENA

Tryck ner de två knapparna på spännet för att öppna det. Placer ortos bredvid benet och anpassa gångjärnet efter ledren.

2. LÄNGDJUSTERING FÖR SKEN- OCH LÄRBN