

⚠️ WARNINGS ⚠️

WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.

⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.

⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.



Shoulder Slings and Immobilizers

Instructions for Use

Cabestrillos e inmovilizadores para hombros


Instrucciones de Uso

Écharpes et immobilisateurs d'épaule

Mode d'utilisation

Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 USA
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com

1




Wrap shoulder strap around neck and shoulders. Lace strap end through D-ring(s) and attach to shoulder strap.

Envuelva la correa de hombro alrededor del cuello y los hombros. Pase el extremo de la correa a través del (los) anillo(s) en D y sujétela a la correa de hombro.

Enrouler la sangle autour du cou et des épaules. Enfiler le bout de la sangle dans l'anneau (les anneaux) en D et attacher à la courroie d'épaule.

2




Properly applied sling with arm comfortably supported, and thumb in the thumb loop (if applicable).

Disponga el brazo cómodamente en el cabestrillo, y el pulgar debe ir correctamente en el ojal de pulgar (si es el caso).

Appliquez adéquatement l'écharpe avec le bras soutenu confortablement et le pouce dans la boucle de pouce (le cas échéant).

3




Shoulder Immobilizer: After fitting the sling as indicated above, wrap waist strap around waist and feed through plastic ring. Attach strap with hook and loop closure.

Inmovilizador de hombro: Después de colocar el cabestrillo como se ha indicado anteriormente, ponga la correa de cintura alrededor de la cintura y pásela a través del anillo de plástico. Fije la correa mediante el cierre de velcro.

Immobilisateur d'épaule : Après avoir ajusté l'écharpe comme indiqué ci-dessus, envelopper la sangle de ceinture autour de la taille et l'enfiler à travers l'anneau en plastique. Fixer la sangle avec la fermeture autoagrippante.

CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

